



EINFACH

DENTAL

Gültig bis 31.10.2024

EINFACH | SCHNELL | ZUVERLÄSSIG

Feiern Sie mit uns

UNSEREN 5. GEBURTSTAG!

5% Rabatt AUF ALLES! Nur bis 31.10.*

*Gültig nur bei Bestellungen auf www.einfachdental.de in 10.2024.
Kein Code erforderlich.

AKOSDENT

WINKELSTÜCK

Jetzt zum Einführungspreis sichern

Sonderangebot + 1 Jahr Garantie

**SOFORT
LIEFERBAR**

Rot 1:5 mit Licht

913240 | K25-CA-L+

~~349,00€~~

279,00€



Blau 1:1 mit Licht

913245 | K23-CA-L

~~285,00€~~

224,00€



Grün 4:1 mit Licht

913250 | K27-CA-ML

~~298,00€~~

274,00€



**Die Bestellmethode, die für Sie EINFACH ist:
Webshop, E-Mail, Fax, Telefon**

ABBILDUNGEN SIND BEISPIELE, IRRTÜMER VORBEHALTEN.
ES GELTEN UNSERE ALLGEMEINEN LIEFERBEDINGUNGEN AUF
WWW.EINFACHDENTAL.DE. ALLE PREISE Zzgl. MWST.

W www.einfachdental.de

E info@einfachdental.de

F +49 (0)32 212 293 017

T +49 (0)32 212 291 181

Unser 5. Geburtstag

Im Oktober 2019 wurde Einfach Dental mit der Mission gegründet, Ihr neuer Partner für Endo- und Ästhetik-Materialien zu werden. Wir sind sehr stolz darauf, wie gut unsere Kundenfeedbacks sind. Mittlerweile blicken wir auf ein vielseitiges Portfolio. Unser Sortiment wird laufend aktualisiert und mit qualitativ hochwertigen Produkten erweitert.

Exklusive Produkte

Als einziger Vertreter in Deutschland bieten wir diese hochwertige Marken an: Avalon Biomed, Pulpdent und Cosmedent.

Komplettangebot an den besten A-Marken

Unser Sortiment umfasst selbstverständlich auch Markenprodukte von bekannten Herstellern.




Lernen Sie unsere Premium Hausmarken kennen!

PoloDent und Yellow Point: ein breites Sortiment hochwertiger Dentalprodukte mit konkurrenzfähigen Preisen.

Premium Hausmarke – Zufriedenheitsgarantie

Alle PoloDent und Yellow Point Artikel sind immer von hoher Qualität und werden mit regelmäßigen Qualitätskontrollen unterzogen. Sind Sie trotzdem mit einem unserer Artikel nicht zufrieden? Kein Problem! Dann erhalten Sie einfach Ihr Geld zurück.



ENTDECKEN SIE UNSERE PREMIUM HAUSMARKE: POLODENT

Sparen Sie am Preis, nicht an der Qualität

Unsere Hausmarke **PoloDent** bietet eine breite Palette an preisgünstigen und dennoch qualitativ hochwertigen Dentalprodukten. Durch die Wahl von PoloDent Produkten können Sie einfach sparen.

POLODENT

POLOSIL PUTTY**NEU**

PoloSil Putty und **PoloSil Putty Soft** sind knetbare Basisabformmaterialien für die Putty-Wash-Technik. Zweiphasenabformung in einem Schritt. Die ideale Anwendung erfolgt in Kombination mit den Korrekturabformmaterialien PoloSil System 50 Light Body oder PoloSil System 50 Mittel Body.

**553130 | FAST SET** (2x 400g)**553131 | SOFT FAST SET** (2x 400g)**Einführungspreis!****49,50€**

POLODENT

POLOSIL SYSTEM 50**NEU**

PoloDent baut seine A-Silikon-Abformmaterialien unter dem Namen **PoloSil System 50 Fast Set** weiter aus. Neben dem Light-Body und Mittel-Body wurde das Sortiment nun auch um ein Mono-Body erweitert, um verschiedenen Abformtechniken gerecht zu werden. Geliefert in 1:1 Automix Kartuschen inkl. 12 Mischkanülen.

550000 | LIGHT BODY (2x 50ml)**550005 | MITTEL BODY** (2x 50ml)**553136 | MONO BODY** (2x 50ml)**Einführungspreis!****29,90€**

POLODENT

POLOTEMP AUTOMIX 10:1

NEU

PoloTemp Automix hat ausgewogene mechanische Eigenschaften, die mit denen der führenden Wettbewerber auf dem Markt vergleichbar oder besser sind. Dies gewährleistet eine sehr gute klinische Leistung.

553110 | A1
553111 | A2
553112 | A3
553113 | A3,5
553114 | B1



Bestehend aus:

1x Kartusche 50ml / 12x Mischkanülen blau

Einführungspreis!

54,90€



WÄHLEN SIE IHR ANGEBOT AUS!

3M

PROTEMP 4

Komposit für provisorische Kronen und Brücken

Protemp 4 ist zuverlässig, verfügt über stabile Provisorien und eignet sich auch für Langzeitprovisorien. Es zeichnet sich durch eine gute Ästhetik, eine bequeme Passform und eine einfache Plaqueentfernung aus. Schnelleres Verfahren und gute Ergebnisse ohne Polieren oder Glasurauftrag.

156935 | A1
156939 | A2
156934 | A3
156921 | A3,5
156938 | BLEACH

Bestehend aus:

1x Kartusche 50ml / 16x Mischkanülen blau

84,90€

Jetzt nur 78,50€



POLODENT

PROPHYLAXE PULVER PERIO PLUS

Poliereffekt 2-in-1-Biofilmentfernung

Das Kombinationsprodukt Prophy Perio Plus ist für die supra- und subgingivale Behandlung mit Poliereffekt (Innovation in Korngröße und Kristallstruktur) konzipiert und führt zu einem schnellen Behandlungserfolg.

Geeignet für alle gängigen
Prophylaxe-Geräte



551665 | 120g/15µm

18,90€



EMS

AIRFLOW PROPHYLAXE PULVER PLUS

In Alufflasche

Indikation: für den supra- und subgingivalen Gebrauch. Prophylaxe Pulver auf Erythritol Basis (14my Mikron) mit CPC (BPA-frei).

915661 | 400g/14µm

~~95,00€~~

Jetzt nur 84,80€



WÄHLEN SIE IHR ANGEBOT AUS!

POLODENT

PROPHYLAXE PULVER CLASSIC

551645 | **MINT** (300g/40µm)

551650 | **LEMON** (300g/40µm)

551655 | **CHERRY** (300g/40µm)

551660 | **CASSIS** (300g/40µm)



~~16,90€~~

Jetzt nur 14,50€

EMS

AIRFLOW PROPHYLAXE PULVER

222442 | **MINT** (300g/40µm)

222439 | **LEMON** (300g/40µm)

915656 | **CHERRY** (300g/40µm)



Ab 24,90€

**SWANN MORTON
SKALPELL
KLINGEN**

Nr. 11 Steril

100 Stück

091411

18,95€



**SWANN MORTON
SKALPELL
KLINGEN**

Nr. 12 Steril

100 Stück

092729

15,95€



**SWANN MORTON
SKALPELL
KLINGEN**

Nr. 12D Steril

100 Stück

091397

22,70€



**SWANN MORTON
SKALPELL
KLINGEN**

Nr. 15 Steril

100 Stück

091415

15,95€



**SWANN MORTON
SKALPELL
KLINGEN**

Nr. 15C Steril

100 Stück

091398

15,95€



**SWANN MORTON
SKALPELL
KLINGEN**

Nr. SM69 - Chirurgisch

100 Stück

141036

80,00€



**SWANN MORTON
SKALPELL
KLINGEN**

Nr. 10 Steril

100 Stück

091410

17,95€



**SWANN MORTON
SKALPELLKLINGEN GRIFF**

Nr. 3 - Edelstahl

Für Klingen: Nr. 6, 9, 10, 10A, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40 UND SG3

141300

9,90€



RESORBA

GLYCOLON

Nadel-Faden Violett - 45 cm

24 Stück

222486 | 5-0 DSM-16 3/8 Gefärbter, monofiler
und resorbierbarer Faden aus Polyamid.
Schneidender Nadelkörper.

~~169,00€~~**Jetzt nur 144,50€**

222491 | 4-0 DS-18 3/8 Ungefärbter, monofiler
und resorbierbarer Faden aus Polyamid.

~~119,00€~~**Jetzt nur 105,50€**

J&J ETHICON

VICRYL PLUS POLIFIL

Nadel FS2 45 cm

Atraloc Vicryl Plus Polofil ist ein steriles, antibakterielles Nahtmaterial. Minimiert das Risiko von Gewebereaktionen. Restkraft der Vicryl-Naht: 2 Wochen - 75%; 3 Wochen - 50%; 4 Wochen - 25%. Vicryl sollte in 56 - 70 Tagen vollständig resorbiert sein.

36 Stück

082568 | 3-0 VCP393H

085562 | 4-0 VCP392ZH

082533 | 5-0 VCP391H

~~132,00€~~**122,00€**

CURASPON

CUBES GELATINESCHWAMM

Resorbierbar

- Blutstillung: in 2 - 4 Minuten
- Hohe Flüssigkeitsaufnahmekapazität
- PH-neutral
- Vollständige Resorption
- Kann trocken und feucht angewendet werden
- Vollständig absorbiert: innerhalb von 4 Wochen

50 Stück

222476 | 10x10x10mm

~~46,95€~~

Jetzt nur 39,90€



**SOFORT
LIEFERBAR**



RESORBA

PARASORB

Kollagenkegel

Kollagenkegel für die kieferchirurgische Anwendung als lokales Hämostyptikum und zur Verminderung der Kieferkammatrophy.

10 Stück

Kollagenkegel

222482 | DK1010 12x16mm

46,95€

Genta Kollagenkegel

222517 | MK10 12x16mm

123,95€



**SOFORT
LIEFERBAR**



POLODENT
**ARTIKULATIONS-
PINZETTE**

Miller 650



553008

14,90€



POLODENT
**NADELHALTER
CRILE-WOOD**

1155/15

15 cm



553001

47,90€



POLODENT
COLLEGE PINZETTE

773A/2

15 cm



094187

8,50€



POLODENT
**KOFFERDAM-
KLAMMERZANGE**

Brewer 605



553003

59,90€



POLODENT
KOFFERDAM

Latex

36 Stück

061364 | **MEDIUM** GRÜN

061367 | **STARK** GRÜN

11,90€

Latexfrei

20 Stück

061362 | **MEDIUM** BLAU

061363 | **STARK** BLAU

14,90€



GLEICHE QUALITÄT, ZU EINEM GÜNSTIGEREN PREIS!

POLODENT

NANO XPE

Lichthärtendes Nano-Komposit für ästhetische Restaurationen

Nano XPE ist ein lichtärtendes Nano-Komposit für Front- und Seitenzahnrestaurationen. Neben geringer Schrumpfung und geringem Abrieb verfügt Nano XPE über hervorragende Verarbeitungseigenschaften.

- Geringe Schrumpfung
- Verbesserte Verschleißfestigkeit
- Wachsartige Konsistenz
- Hervorragende Polierbarkeit
- Höhere Füllkraft
- Ausgezeichnete Modellierbarkeit
- Klebt nicht

Kapseln (20x 0,3g)

46,90€

Spritze (4g)

36,90€



POLODENT

APC UNIVERSAL

APC Universal ist ein lichtärtendes Microhybrid-Universalkomposit für Front- und Seitenzahnrestaurationen. Dank seiner feinen Konsistenz ist es leicht zu applizieren. APC Universal basiert auf BIS-GMA-Harz und anorganischen Füllstoffpartikeln von 0,05-1,5 µm.

- Optimale Fluoreszenz
- Gute Polierbarkeit
- Einfach anzuwenden
- Hohe mechanische Eigenschaften

Kapseln (20x 0,3g)

32,90€

Spritze (4,5g)

26,90€



POLODENT

ALOE VERA NITRILHANDSCHUHE

**SOFORT
LIEFERBAR**

Premium Quliaty – Puderfrei – Aloe Vera Beschichtung

Die Aloe Vera-Beschichtung auf der Innenseite pflegt die Hände und sorgt für ein weiches Hautgefühl. Alle PoloDent Premium Quality Handschuhe zeichnen sich durch hohen Tragekomfort und optimalen Grip aus. Mit PoloDent Handschuhen haben Sie die perfekte Lösung, um allergischen Reaktionen vorzubeugen!

Hergestellt konform: MDR (EU) 2017/745 (Klasse I),
EN 455-1/2/3/4, EN 374-1/2/4/5, EN 420, Qualitätsstufe AQL 1.5

553023 | XS
553024 | S
553028 | M
553029 | L
553033 | XL



100 Stück

Ab 8,50€



YELLOW POINT

ALOE VERA LATEXHANDSCHUHE

**SOFORT
LIEFERBAR**

Grün

551506 | XS
551511 | S
551516 | M
551521 | L
551524 | XL

Weiß

551507 | XS
551512 | S
551517 | M
551522 | L
551523 | XL



100 Stück

Jetzt ab 6,90€



POLODENT

IMPLANTOLOGIE KIT STERIL

Bestehend aus:

- 1x OP-Haube Annie grün, 1x OP-Haube Charlotte blau
- 2x Schutzmäntel Primary Plus XL
- 4x Überschuhe blau
- 2x Kamera-/Schlauchbezüge 8x120cm
- 1x Verbindungsschlauch PVC 16 CH 250cm FF
- 1x Aspiratorkanüle Yankauer 12 CH
- 5x Mullkompressen 12-lagig 5x5cm
- 1x Messer Kohlenstoffstahl Nr. 15
- 1x Containertuch blau 100x100cm
- 1x Schutzbezug 2-lagig 75x90cm
- 1x Op-Abdecktuch selbstklebend Basic 100x100cm
- 1x Barrier® Schlitztuch 61x117cm
- 1x Schlitztuch 10x150cm

551565

~~32,90€~~

Jetzt nur 29,90€



MADE IN HOLLAND

GESICHTSSCHUTZSCHILD

Face Shield

- 1x Stirnhalterung
- 10x Visier
- 3x Verschlussstreifen



010130 | STARTSET

~~25,88€~~

Jetzt nur 14,95€

YELLOW POINT

KOPFSCHUTZTASCHEN

Erhältlich in den Farben: Weiß, Orange, Limette, Rosa, Pfirsich, Gelb, Grün, Hellblau, Lavendel, Dunkelblau und Aqua

Format: 25 x 25 cm und 25 x 33 cm



500 Stück

Ab 26,90€

POLODENT

HEDSTRÖMFEILEN

Lieferbar in 21 / 25 / 28 / 31 mm

NR. 06-08-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100

6 Stück

Ab 4,90€

*NEU: Jetzt
steril verpackt!*



POLODENT

K-FEILEN ISO

Lieferbar in 21 / 25 / 28 / 31 mm

NR. 06-08-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100

6 Stück

Ab 4,90€

POLODENT

K-FLEX FEILEN ISO

Lieferbar in 21 / 25 mm

NR. 15-20-25-30-35-40

6 Stück

5,50€

POLODENT

NITI-K-FEILEN ISO

Lieferbar in 21 / 25 / 28 / 31 mm

NR. 06-08-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80

6 Stück

11,90€

POLODENT

K-REAMER ISO

Lieferbar in 21 / 25 / 28 / 31 mm

NR. 06-08-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100

6 Stück

Ab 4,90€

POLODENT

FINGER PLUGGERS

Lieferbar in 21 / 25 mm

NR. 15-40

6 Stück

4,50€

POLODENT

NERVEXTRAKTOR ISO

Lieferbar in 21 / 25 mm

NR. 20-25-30-35-40

10 Stück

5,50€

POLODENT

RCP FEILEN RA

Länge: 21, 25, 31 mm

Größe: R25, R40, R50



Steril verpackt!



6 Stück

48,50€

POLODENT

RCP BLUE FEILEN RA

Länge: 21, 25, 31 mm

Größe: R25, R40, R50

Steril verpackt!



6 Stück

48,50€




POLODENT

POLOTAPER GOLD FEILEN RA

Länge: 19, 21, 25, 29 mm

Größe: SX, S1, S2 (shaping), F1, F2, F3, F4, F5 (finishing)



6 Stück

34,90€

POLODENT

POLOTAPER NXT FEILEN RA

Länge: 21, 25, 31 mm

Größe: X1, X2, X3, X4, X5



6 Stück

48,50€

NIC

V-BLUE FEILE**Länge:** 21, 25, 31 mm**ISO:** R25, R40, R50

6 Stück

26,95€

NIC

T-FEILE**Länge:** 21, 25, 31 mm

6 Stück

32,00€

NIC

V-FEILE**Länge:** 21, 25, 31 mm**ISO:** R25, R40, R50

6 Stück

26,95€

NIC

U+ FEILE**Länge:** 19, 21, 25, 31 mm**ISO:** SX, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5

6 Stück

24,40€

NIC

W+ FEILE**Länge:** 21, 25, 31 mm**ISO:** 020.07, 025.07, 035.06, 045.05

6 Stück

26,95€

NIC

X-FEILE**Länge:** 21, 25, 31 mm**ISO:** X1, X2, X3, X4, X5

6 Stück

32,00€

GEWINNER DES DENTAL ADVISOR 2022

AVALON BIOMED

NEOSEALER FLO

NeoSEALER Flo ist ein bioaktiver, bio-keramischer Zement für den Wurzelkanal mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften, der mit Hilfe von Hydroxyapatit den Genesungsprozess unterstützt. Im Gegensatz zu konventionellen Sealern ist NeoSEALER Flo biokompatibel, antimikrobiell, formstabil und frei von Resin.

Exklusiv bei Einfach Dental!



052092 | REFILL (2,2g)

87,90€

052094 | KIT (2,2g/20x TIPS)

111,50€



Kennen Sie schon die Flex Flo Tips von Avalon Biomed?

AVALON BIOMED

FLEX FLO TIP

- **81% weniger Verschwendung** als bei herkömmlichen Tips, wenn Sie diesen Tip mit NeoSEALER Flo verwenden
- **Integrierte Sperre** für präzise Platzierungsgenauigkeit
- **25,5 Gauge mit flexibler Spitze**, um tief in gekrümmte und kleine Kanäle zu gelangen.

Exklusiv bei Einfach Dental!



052091 | 20 TIPS

32,90€

052096 | 40 TIPS

59,50€

AVALON BIOMED NEOPUTTY

Höherer Standard im Bereich der bioaktiven, bio-keramischen PUTTY's. **NeoPUTTY** ist ein vorgemischtes Putty, mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften, das mit Hilfe von Hydroxyapatit den Genesungsprozess unterstützt.

Exklusiv bei Einfach Dental!



052090 | **STARTER KIT** (0,5g)

69,90€

052093 | **KIT** (1,2g)

132,50€



AVALON BIOMED NEOMTA2

Hat als Slogan: **'THE SAME MTA YOU LOVE, ONLY BETTER'**. Klinisches Feedback, kontinuierliche Verbesserungen und Produktanpassungen bilden die Grundlage des neuesten Sets aus MTA Pulver und Flüssigkeit.

- Bioaktiv & Biokeramisch
- Entworfen um einfacher anzumischen
- Aushärtungszeit 14 Minuten
- Röntgendichte Testsieger
- Abgabe Calcium & Fluorid
- Helleres Weiß

Exklusiv bei Einfach Dental!

052087 | **STARTER KIT** (1g)

103,50€

052088 | **PROFESSIONAL KIT** (2,5g)

177,50€



**ANGELUS
MTA**

Biokeramischer Restaurationszement

- Aushärtungszeit 10-15 Minuten
- Abgabe Calcium Ionen
- Hydrophil
- Röntgensichtbar

051995 | **WEISS** (1g)

051996 | **GRAU** (1g)

58,00€

051998 | **GRAU** (2g)

80,50€



CERKAMED

MTA+ APPLIKATOR

Edelstahl

1,2 mm

053054

48,50€



SUREDENT

SURE-SEAL ROOT CANAL

Biokeramischer Sealer

Vorgemischte, gebrauchsfertige, injizierbare, bioaktive Calciumsilikatpaste für die permanente Obturation des Wurzelkanals.

220900 | 2g / 20 TIPS

Ab 77,95€



ANGELUS

MTA FILLAPEX

Endodontic Sealer

Biokeramischer Wurzelkanalversiegler basiert auf MTA (Mineraltrioxidaggregat).

051980 | 4g / 15 TIPS

35,00€



CRAZY DAYS: JETZT DEN BESTEN PREIS SICHERN!

W&H
SYNEA FUSION

Mit Licht

**SOLANGE
VORRAT
REICHT!**
*Roto Quick
Anschluss*
WINKELSTÜCK
WG-99LT 1:5

821370 | ROT

~~994,00€~~
Jetzt nur
495,00€

WINKELSTÜCK
WG-56LT 1:1

821371 | BLAU

~~629,00€~~
Jetzt nur
389,00€

TURBINE
TG-98L

821376

~~714,00€~~
Jetzt nur
459,00€

NSK
TI-MAX

Winkelstück mit Licht

X95L 1:5

911235 | ROT

~~749,00€~~
Jetzt nur
543,50€
**X25L 1:1**

911185 | BLAU

~~619,00€~~
Jetzt nur
397,00€
**X15L 4:1**

911241 | GRÜN

~~595,00€~~
Jetzt nur
455,00€


WOODPECKER

ENDO RADAR PLUS

Mit Apex-Locator

- Bürstenloser Endomotor
- Weniger Wärmezeugung - längere Lebensdauer
- Geschwindigkeit: 100-1200 RPM
- Drehmoment: 0,4-5,0 N.cm
- 6:1 super mini contra angle
- Kabellose Verbindung
- HD LCD-Anzeige
- Eingebauter Apex-Locator

221900

~~695,00€~~

Jetzt nur 584,55€



Jetzt vergleichen und den richtigen Endomotor bestellen

EIGHTEETH

E-CONNECT S

Kabelloser Endomotor

mit integriertem Apex-Locator

- Gewicht: 170g
- Geschwindigkeit: 120-1000 RPM
- Drehmoment: 0,5-4,0 N.cm
- ATC, REC, FWD, REV
- 340° Contra-Angle Rotation
- 1500 mAh
- Eingebauter Apex-Locator

221778

~~995,00~~

**Jetzt nur
795,00€**



EIGHTEETH

E-XTREME

Kabelloser Endomotor

- Gewicht: 99g
- Geschwindigkeit: 120-650 RPM
- Drehmoment: 0,5-4,0 N.cm
- REC, FWD, REV
- 360° Contra-Angle Rotation
- 800 mAh

221927

~~589,00~~

**Jetzt nur
495,00€**



EIGHTEETH

CURING PEN LED

Polymerisationslampe

- 3 Aushärtungsoptionen: Ramp-, Pulse-, Karies-Detektion-Modus
- Karies-Detektion-Modus: 600 mw/cm²
- Lichtintensität 1000 mw/cm², 1500 mw/cm², 2300 mw/cm²
- Wellenlängenbereich: 385-515 nm
- 360 Grad drehbarer Kopf
- Nettogewicht: 109g
- 3 Sekunden maximale Lichtintensität

221899

~~330,00€~~

199,00€



PREMIUM PLUS

POLYMERISATIONSLAMPE

C01 - Weiß

Mit standard fibre optic light guide

- Lichtintensität: 1.500 mW/cm²
- Wellenlängenbereich: 440-480 nm
- 360 Grad drehbarer Kopf

4 Einstellungen:

- Full (1.200 mW/cm² - 5, 10, 15 und 20 Sekunden)
- Soft (900 mW/cm²)
- Ramp (1.200 mW/cm²)
- Turbo (1.500 mW/cm²)

092430

~~249,00€~~

173,50€



Wählen Sie Ihr Angebot aus!

KERRHAWE

DEMI PLUS LED LIGHT

Hochleistungs-LED-Polymerisationslampe mit neuer PLS-Technologie (Periodic Level Shifting)

- Kabelloses, ergonomisches Design
- Wellenlängenbereich 450-470nm
- Leistung 1100mW/cm² bis 1330mW/cm²
- Voreingestellte Timerzeiten von 5, 10 und 20 Sekunden
- Passend für alle Demetron-Lichtleiter von 2 mm bis 13 mm

077109

~~1050,00€~~

933,20€



PREMIUM PLUS

SCHUTZHÜLLEN

Für polymerisationslampe

500 Stück

092454 | KLEIN 32x5cm 123S

16,60€



500 Stück

092439 | GROSS 35x6,5cm 123L

22,45€



PULPDENT

ACTIVA BIOACTIVE RESTORATIVE

Die ersten Restaurationsmaterialien mit einer bioaktiven Harzmatrix, einer stoßabsorbierenden Harzkomponente und reaktiven Ionomer Glasfüllern.

- Ästhetik und Verarbeitung wie Komposit
- Chemische Vorteile von Glasionomeren
- Echte Verbindung mit der Zahnhartsubstanz
- Keine Randlücken mehr - keine Mikroleckage
- Beteiligung am Ionenaustausch



Single Refill

(5ml / 20 TIPS)

~~114,99€~~

Jetzt ab 74,15€

Value Refill

(2x 5ml / 40 TIPS)

~~206,99€~~

Jetzt nur 146,00€

Starter Kit

(5ml / DISPENSER / 20 TIPS)

~~198,99€~~

Jetzt nur 176,00€

PULPDENT

FORENDO PASTE



**SOFORT
LIEFERBAR**

Calciumhydroxidpaste mit Jodoform in einer Silikonbasis für die Wurzelkanalbehandlung

Überzeugende Wirkung – pH-Wert > 12 – Nicht härtend – Röntgenopak

Die Forendo-Paste desinfiziert Wurzelkanäle, reduziert Entzündungen, fördert die periapikale Heilung und regt die Apexbildung und -entwicklung an.

- Behandlung von traumatischen Verletzungen, Wurzelresorption, Frakturen und Perforationen
- Behandlung von Abszessen und periapikalen Läsionen
- Zur Behandlung von Eiter, Blutungen, Exsudation und nässenden Kanälen

Pulpdent Bestseller!

185846 | (SPRITZE 2,2g / 20 TIPS)

~~41,88€~~

Jetzt nur 36,00€



DIE SCHNELLSTEN AUTOKLAVEN DER KLASSE B

Superschnelle Sterilisation mit Enbio

Enbio-Sterilisatoren sind bis zu **6 Mal kleiner und 3 Mal leichter** als ein typischer Klasse-B-/Vakuum-Autoklav. Aber wenn es um die Arbeitseffizienz geht, halten sie das Tempo hoch. Einfach zu installieren und zu bedienen, keine Programmierung erforderlich, unhörbar still, vollständige Trocknung mit großem Farb-Display und intuitiver.

Jetzt zum Einführungspreis sichern!



912837

ENBIO PRO

Autoklav Klasse B

- Fertig in nur 9 Minuten mit Programm FAST
- Dampfdrucksterilisator: 5,3L
- Klasse B gemäß EN13060
- Max. Anzahl der Pakete: 16
- Gewicht: 20 kg
- Volume: 5,3L
- Programm: 134°C FAST, 134°C, 121°C, **PRION**
- Lieferung incl. Magic Filter
- **Benötigt keinen Wasseranschluss**



Jetzt nur
2.490,00€

912844

ENBIO S

Autoklav Klasse B

- Fertig in nur 7 Minuten mit Programm FAST
- Kompakter Dampfsterilisator: 2,7L
- Klasse B gemäß EN13060
- Max. Anzahl der Pakete: 8
- Gewicht: 15 kg
- Volume: 2,7L
- Programm: 134°C FAST, 134°C, 121°C
- Lieferung incl. Magic Filter
- **Benötigt keinen Wasseranschluss**



Jetzt nur
1.988,00€



Registergericht Wuppertal, HRB 30336
Steuernummer 135/5721/1938
Ust.-ID.-nr. DE327216274
Geschäftsführer: Rob Brons und Leon Rozema